



CATALOGO GENERALE

2017

CATALOGO 2017

Rev.28.07.17

LINEA BEAUTY APPARECCHIATURE ESTETICA



CODE AR82 PER4MER-VACUUM-RADIOFREQUENZA-FOTOBIOLED- TECNICA CRYO

1.Massaggio vacuum : Il massaggio vacuum endodermico risulta essere particolarmente efficace nella riduzione ed eliminazione della cellulite poiché contribuisce a "scollare" i tessuti e nel contrastarne il rilassamento .

2.Fotobioluminazione LED : La tecnologia di Fotobiomodulazione LED aumenta l'efficacia delle altre tecnologie con cui viene applicata e, poiché la luce viene assorbita dai mitocondri (con conseguente aumento dell'attività metabolica delle cellule), riduce il volume degli adipociti.

3.Radiofrequenza : La denaturazione conseguente all'aumento di temperatura comporta un'immediata nuova "tensione" delle fibre, con un effetto di contrazione e distensione che ne rimette in moto l'elasticità originaria, oltre a "costringere" i tessuti alla produzione di nuovo collagene in sostituzione di quello vecchio e deteriorato, di elastina e acido ialuronico agevolando l'aumento della densità dermica che migliora l'aspetto della cute rilassata.

4.Cryo: Il trattamento cryo aiuta a combattere la cellulite attraverso la riduzione degli edemi e la stimolazione della circolazione sanguigna; raffreddando una determinata zona del corpo si stimola il cervello ad inviare una maggiore quantità di sangue per mantenere l'equilibrio termico nei tessuti raffreddati. Associando il trattamento cryo con la radiofrequenza permette di sfruttarne appieno le loro potenzialità poiché le eventuali sensazioni di surriscaldamento dei tessuti, radiofrequenza, risultano notevolmente attenuate (sia a livello superficiale sia in profondità) rendendo molto più confortevole il trattamento.



CODE AR75.1 EFFIMERA EPILAZIONE DIODO LASER HP

AR 75 EFFIMERA LASER HP è l'innovativo laser che può essere utilizzato anche in estetica per trattamenti di epilazione. Le sue caratteristiche lo rendono adatto ad essere utilizzato su tutte le zone del corpo (ad eccezione del contorno occhi), per tutti i tipi di pelle (anche sui fototipi V e VI) e per ogni colore di pelo (escluso pelo bianco). Il laser a diodo ad alta potenza sprigiona una fonte di energia su di una grande superficie, con un profilo di fascio omogeneo ad una lunghezza d'onda di 808nm che agisce in modo selettivo sul follicolo pilifero per un rilascio ottimale della luce senza perdita di energia. Il raggio laser è in grado di attraversare la cute e di raggiungere i pigmenti dei peli all'interno dei bulbi piliferi, il conseguente aumento della temperatura, provoca la distruzione delle cellule germinative del bulbo stesso, ottenendo quindi l'effetto di una depilazione progressivamente definitiva (principio della fototermolisi selettiva) indolore e non invasiva.

IL MANIPOLO: Il manipolo di LASER HIGH POWER è stato progettato per garantire la massima sicurezza e praticità di utilizzo. Il cristallo di zaffiro guida la luce delle decine di trasmettitori led, generando un raggio monocromatico, che raggiunge il vetro dello spot. La superficie utile dello spot ha la dimensione di 11x11mm in tal modo il trattamento può essere eseguito ad alta velocità. Il sofisticato sistema di raffreddamento del cristallo integrato nel manipolo permette di operare con valori di fluenze professionali, preservando così l'integrità della cute e il rischio di scottature, ottenendo risultati altamente performanti e confortevoli per il cliente.



CODE AR 53 EFFIMERA IPL TOUCH SCREEN CRYO

L'apparecchio EFFIMERA IPL TOUCH SCREEN CRYO è dotato di un ampio display grafico da 5,7" che, arricchito dalla tecnologia touch-screen, facilita l'interazione uomo-macchina ed offre un facile accesso alle varie applicazioni impostabili. L'interfaccia ad icone e le animazioni grafiche guidano l'operatore passo-passo semplificando notevolmente la procedura di programmazione. Con il semplice " tocco di un dito " è possibile programmare ogni singolo parametro del trattamento. Con il semplice " tocco di un dito " è possibile programmare ogni singolo parametro del trattamento, ossia un sistema in grado di generare un intenso ed istantaneo impulso di luce che cede una grande quantità di energia. Poichè l'energia luminosa, attratta dalla melanina del pelo, raggiunge il bulbo pilifero distruggendolo se si trova nella fase attiva (ANAGEN, ovvero di crescita) si procede all'invio dell'energia stessa sotto forma di impulsi di luce, "flashati" dal manipolo. EFFIMERA IPL TOUCH SCREEN CRYO impiega una lampada allo XENON da 500W di potenza che può erogare al massimo 26Joule/cm². Il manipolo in dotazione permette il trattamento di una superficie di circa 13cm² riducendo la durata delle sessioni e, di conseguenza, il numero di flash necessari per completare il trattamento. Grazie alla sua alta tolleranza ed efficacia, il trattamento di fotodepilazione IPL si può applicare sulla maggior parte delle zone corporali, sia sulle donne sia sugli uomini; in pochi minuti si possono depilare aree molto estese oppure, con l'ausilio di riduttori d'area, rifinire ottimamente anche zone circoscritte come il labbro superiore o la zona del mento. Al termine della seduta di depilazione, i peli caduti possono essere rimossi con una spatola o con del tonico detergendo la parte trattata, mentre la peluria restante cadrà spontaneamente nell'arco di uno o due giorni. A distanza di circa 20-25 giorni cresceranno peli i cui bulbi non si trovavano nella fase attiva all'epoca del trattamento precedente, pronti ora per essere trattati da una seconda applicazione. A differenza di altri apparati laser il nostro apparecchio permette di ottenere un efficace eliminazione dei peli superflui lavorando senza alcun rischio per i clienti. Ulteriore innovazione introdotta in IPL TOUCH SCREEN CRYO consiste nel dispositivo di raffreddamento, basato sulla tecnologia delle celle di Peltier, che offre varie funzionalità connesse ai vari tipi di trattamento. La temperatura, impostata dall'operatore, è mantenuta costante sulla placca del manipolo CRYO dal circuito di raffreddamento a liquido che permette di raffreddare considerevolmente la zona da trattare prima del flash (in modo da aumentare la tolleranza e pertanto aumentare la potenza usata) oppure può decongestionare il tessuto trattato in seguito ai flash.



CODE AR 58 EFFIMERA IPL TOUCH SCREEN CRYO TROLLEY

L'apparecchio EFFIMERA IPL TOUCH SCREEN CRYO è dotato di un ampio display grafico da 5,7" che, arricchito dalla tecnologia touch-screen, facilita l'interazione uomo-macchina ed offre un facile accesso alle varie applicazioni impostabili. L'interfaccia ad icone e le animazioni grafiche guidano l'operatore passo-passo semplificando notevolmente la procedura di programmazione. Con il semplice " tocco di un dito " è possibile programmare ogni singolo parametro del trattamento. Con il semplice " tocco di un dito " è possibile programmare ogni singolo parametro del trattamento, ossia un sistema in grado di generare un intenso ed istantaneo impulso di luce che cede una grande quantità di energia. Poichè l'energia luminosa, attratta dalla melanina del pelo, raggiunge il bulbo pilifero distruggendolo se si trova nella fase attiva (ANAGEN, ovvero di crescita) si procede all'invio dell'energia stessa sotto forma di impulsi di luce, "flashati" dal manipolo. EFFIMERA IPL TOUCH SCREEN CRYO impiega una lampada allo XENON da 500W di potenza che può erogare al massimo 26Joule/cm². Il manipolo in dotazione permette il trattamento di una superficie di circa 13cm² riducendo la durata delle sessioni e, di conseguenza, il numero di flash necessari per completare il trattamento. Grazie alla sua alta tolleranza ed efficacia, il trattamento di fotodepilazione IPL si può applicare sulla maggior parte delle zone corporali, sia sulle donne sia sugli uomini; in pochi minuti si possono depilare aree molto estese oppure, con l'ausilio di riduttori d'area, rifinire ottimamente anche zone circoscritte come il labbro superiore o la zona del mento. Al termine della seduta di depilazione, i peli caduti possono essere rimossi con una spatola o con del tonico detergendo la parte trattata, mentre la peluria restante cadrà spontaneamente nell'arco di uno o due giorni. A distanza di circa 20-25 giorni cresceranno peli i cui bulbi non si trovavano nella fase attiva all'epoca del trattamento precedente, pronti ora per essere trattati da una seconda applicazione. A differenza di altri apparati laser il nostro apparecchio permette di ottenere un'efficace eliminazione dei peli superflui lavorando senza alcun rischio per i clienti. Ulteriore innovazione introdotta in IPL TOUCH SCREEN CRYO consiste nel dispositivo di raffreddamento, basato sulla tecnologia delle celle di Peltier, che offre varie funzionalità connesse ai vari tipi di trattamento. La temperatura, impostata dall'operatore, è mantenuta costante sulla placca del manipolo CRYO dal circuito di raffreddamento a liquido che permette di raffreddare considerevolmente la zona da trattare prima del flash (in modo da aumentare la tolleranza e pertanto aumentare la potenza usata) oppure può decongestionare il tessuto trattato in seguito ai flash.



CODE AR74 ACQUA IPL TOUCH SCREEN 10,4" TABLE CASE

CODE AR74 ACQUA IPL TOUCH SCREEN 10,4" TROLLEY

L'apparecchio IPL AR74 è dotato di un ampio display grafico da 10,4" che, arricchito dalla tecnologia touch-screen, offre un facile accesso alle varie applicazioni impostabili. L'interfaccia ad icone e le animazioni grafiche guidano l'operatore passo-passo semplificando notevolmente la procedura di programmazione. Per il trattamento di fotoepilazione viene sfruttata una tecnologia di elettro-ottica all'avanguardia comunemente chiamata IPL (Intense Pulsed Light), ossia un sistema in grado di generare un intenso ed istantaneo impulso di luce che cede una grande quantità di energia. IPL AR74 impiega una lampada allo XENON ad elevata potenza raffreddata ad acqua pertanto è possibile mantenere una costante emissione di flash (1 flash al secondo), la fluensa erogata può raggiungere un massimo di 26 Joule/cm². Ulteriore novità introdotta in IPL AR74 consiste nel dispositivo PDC (Photo Dermal Control) ovvero, con un sensore posto all'interno del manipolo, è possibile effettuare un test per il riconoscimento del fototipo della pelle direttamente sulla cute della cliente.

Caratteristiche fisiche

Larghezza: 45 cm Profondità: 49 cm Altezza: 124 cm Peso: 40 Kg

Struttura: realizzata in acciaio verniciato e materiale metacrilato

Dati tecnici

Tensione nominale: 110 ÷ 240 V~ Potenza nominale: 1200 VA Frequenza nominale: 50 ÷ 60 Hz

Caratteristiche del manipolo IPL

Lunghezza d'onda filtro: 600 ÷ 1100 nm Durata impulso: 10 ÷ 20 ms Intervallo tra impulsi: 30 ÷ 100 ms impulsi consecutivi: 1÷ 5

Densità energia erogata: regolabile fino al massimo di 26 J/cm² Dimensione cristallo: 50 x 12 mm

Riferimenti legislativi

L'apparecchio IPL AR 74 deve essere utilizzato solo per depilazione estetica. Legge n°1 del 04 Gennaio 1990 e D.M. n°110 del 12.05.2011

Scheda Tecnica Informativa n° 16 "Apparecchiatura elettrica ad impulsi luminosi per foto depilazione"



CODE AR76 Effimera RF RADIOFREQUENZA

l'apparecchio RF Effimera sfrutta il sistema di Radiofrequenza Capacitiva Monopolare, studiato per soddisfare le elevate esigenze dei centri estetici professionali, è facile ed intuitivo da utilizzare e permette di ottenere eccezionali risultati di anti-aging sia sul viso sia sul corpo. Il display grafico LCD retroilluminato offre un facile accesso alle varie applicazioni impostabili, l'interfaccia ad icone e le animazioni grafiche guidano l'operatore passo-passo semplificando ulteriormente la facile procedura di programmazione. Il collagene è la proteina principale dei tessuti connettivi e costituisce il 25% della massa totale. E' una delle strutture di fibre più lunghe delle proteine. E' resistente e forte, possiede una grande capacità di allungarsi e di tornare nel suo stato originale, è l'ingrediente principale della cartilagine, dei legamenti, dei tendini. La sua degradazione o rinnovo insufficiente si manifesta con la comparsa delle prime rughe e successivamente con una progressiva perdita di tonicità cutanea e contribuisce all'invecchiamento della persona; già dai vent'anni inizia un processo di usura fisiologica. Nei trattamenti con RF Effimera la radiofrequenza, che è un campo elettromagnetico con frequenza di 420KHz (per trattamenti viso) e di 405KHz (per trattamenti corpo), penetra nell'epidermide, nel derma e nell'ipoderma grazie all'ausilio di appositi accessori generando un riscaldamento localizzato della temperatura e del metabolismo basale così da intensificare l'afflusso di sangue nella zona sollecitata (Diatermia endogena).



CODE AR77 Effimera AUTOCLAVE

Le autoclavi ad acqua distillata basano la loro funzione sterilizzante solo ed esclusivamente sulla perfetta distribuzione del calore mediante l'azione del vapore saturo che attua lo scambio termico con il materiale da sterilizzare.

Il calore latente di evaporazione è estremamente elevato . 539 KCAL/KG a 100°C -526 a 120°C -519° 130°



CODE AR 52+AR49.1 EFFIMERA PRESSO MASSAGGIO TOUCH SCREEN GAMB+MARSUPIO

CODE AR 52+AR47.1 EFFIMERA PRESSO MASSAGGIO TOUCH SCREEN +FASCE

CODE AR 52+AR48.1 EFFIMERA PRESSO MASSAGGIO TOUCH SCREEN +GAMBALI

Le applicazioni del pressomassaggio sono molteplici, in particolare può essere utilizzato contro la stasi sanguigna, il gonfiore alle gambe, le varici, la pannicolosi e per la cura degli inestetismi causati dalla cellulite.

TOUCH PRESS è dotato di un ampio display grafico da 5,7" che, arricchito dalla tecnologia touch-screen, facilita l'interazione uomo-macchina ed offre un facile accesso alle varie applicazioni impostabili. L'interfaccia ad icone guida l'operatore passo-passo semplificando notevolmente la procedura di programmazione. Con il semplice "tocco" di un dito è possibile programmare ogni singolo parametro del trattamento, ad esempio: il tempo di gonfiaggio, la pressione nei settori, la sequenza di gonfiaggio e sgonfiaggio degli stessi.

Inoltre il microprocessore interno garantisce una grande versatilità, l'operatore può selezionare manualmente le impostazioni desiderate oppure avvalersi di programmi memorizzati, con impostazioni predefinite, specifiche per i vari trattamenti.

Accessori EFFIMERA PRESSO MASSAGGIO CODE AR 52

Accessori:cavo alimentazione; serie completa fasce CODE AR 47.1

Accessories:cavo alimentazione ; serie completa gambali, CODE AR 48.1

Accessori :cavo alimentazione ; serie completa gambali e marsupio, CODE AR 49.1

PRESSO MASSAGGIO ABBINABILE CON : CODE AR 47.1 ,AR48.1, AR 49.1





CODE AR 54+AR49.1 EFFIMERA PRESSO MASS+ T.SCREEN+TROLLEY+GAMB+MARSUPIO

CODE AR 54+AR47.1 EFFIMERA PRESSO MASS+ T. SCREEN+ TROLLEY + FASCE

CODE AR 54+AR48.1 EFFIMERA PRESSO MASS+T.SCREEN +TROLLEY +GAMBALI

Le applicazioni del pressomassaggio sono molteplici, in particolare può essere utilizzato contro la stasi sanguigna, il gonfiore alle gambe, le varici, la panniculosi e per la cura degli inestetismi causati dalla cellulite.

TOUCH PRESS è dotato di un ampio display grafico da 5,7" che, arricchito dalla tecnologia touch-screen, facilita l'interazione uomo-macchina ed offre un facile accesso alle varie applicazioni impostabili. L'interfaccia ad icone guida l'operatore passo-passo semplificando notevolmente la procedura di programmazione. Con il semplice "tocco" di un dito è possibile programmare ogni singolo parametro del trattamento, ad esempio: il tempo di gonfiaggio, la pressione nei settori, la sequenza di gonfiaggio e sgonfiaggio degli stessi.

Inoltre il microprocessore interno garantisce una grande versatilità, l'operatore può selezionare manualmente le impostazioni desiderate oppure avvalersi di programmi memorizzati, con impostazioni predefinite, specifiche per i vari trattamenti.

Accessori EFFIMERA PRESSO MASSAGGIO CODE AR 52

Accessori:cavo alimentazione; serie completa fasce CODE AR 47.1

Accessories: cavo alimentazione ; serie completa gambali, CODE AR 48.1

Accessori :cavo alimentazione ; serie completa gambali e marsupio, CODE AR 49.1

PRESSO MASSAGGIO ABBINABILE CON : CODE AR 47.1 ,AR48.1, AR 49.1





CODE AR64 +AR36.1 EFFIMERA AIR PRESSOMASS FASCE+GAMBALI

CODE AR64+AR31.1 EFFIMERA AIR PRESSOMASS + FASCE

CODE AR64+32.1 EFFIMERA AIR PRESSOMASS + GAMBALI

La nuova interfaccia utente introdotta da, EFFIMERA AIR PRESSOMASS, sfruttando l'innovativo display grafico, guida l'operatore passo-passo semplificando notevolmente la procedura di programmazione. Il controllo elettronico dalle varie funzioni visualizzate sul display viene gestito da un microprocessore che garantisce una grande versatilità: è infatti possibile programmare ogni singolo parametro del trattamento ovvero il tempo di gonfiaggio, la pressione nei settori, la sequenza di gonfiaggio e sgonfiaggio degli stessi. L'impostazione può essere eseguita manualmente o sfruttando programmi predefiniti e memorizzati. La pressione di ogni singola uscita viene controllata da un sensore di pressione, EFFIMERA AIR PRESSOMASS è inoltre dotato di un dispositivo di sicurezza che interviene nel caso si verificano pressioni eccessive nel circuito pneumatico

Accessori: cavo alimentazione; serie completa fasce CODE AR 47.1

Accessories: cavo alimentazione ; serie completa gambali, CODE AR 48.1

Accessori :cavo alimentazione ; serie completa gambali e marsupio, CODE AR 49.1

PRESSO MASSAGGIO ABBINABILE CON : CODE AR 31.1 ,AR32.1, AR 36.1





CODE AR31+AR36.1 EFFIMERA 8canali PRESSOMASS+GAMB.MARSUPIO

CODE AR31+AR34.1 EFFIMERA 8canali PRESSOMASS +FASCE

CODE AR31+AR35.1 EFFIMERA 8canali PRESSOMASS +GAMBALI

L'apparecchio consente di effettuare applicazioni di pressomassaggio; in particolare può essere utilizzato contro la stasi sanguigna, il gonfiore alle gambe, le teleangectasie, le varici, i dolori alle gambe conseguenti la cattiva circolazione venosa o linfatica e la pannicolosi.

Accessori:cavo alimentazione; serie completa fasce CODE AR 47.1

Accessori: cavo alimentazione ; serie completa gambali, CODE AR 48.1

Accessori :cavo alimentazione ; serie completa gambali e marsupio, CODE AR 49.1

PRESSO MASSAGGIO ABBINABILE CON : CODE AR 34.1 ,AR35.1, AR 36.1





CODE AR63 EFFIMERA DEPIL SYSTEM

La tecnologia applicata all'apparecchio permette all'operatore di impostare parametri e regolazioni perfette a garanzia di prestigiosi trattamenti e di risultati altamente professionali. Il depilatore Perfect System è dotato di un esclusivo sistema che, utilizzando tempi di applicazione in centesimi di secondo, offre un confortevole trattamento di depilazione progressivamente definitiva su tutte le zone del corpo. Depil System consente di ottenere l'elettroepilazione sfruttando due tecniche distinte: il metodo Flash e il metodo Blend. La modalità operativa Flash sfrutta il passaggio di corrente ad alta frequenza per produrre un intenso calore sui tessuti che si trovano in prossimità dell'elettrodo puntiforme (termolisi). Il repentino innalzamento della temperatura produce l'elettrocoagulazione che danneggia permanentemente il follicolo del pelo causandone, progressivamente, la necrosi. Il vantaggio principale di questa tecnica, che sfrutta la massima precisione del microprocessore, è quello di consentire un passaggio di corrente intensa per un brevissimo periodo (1/100 di secondo) allo scopo di offrire il massimo comfort anche in soggetti molto sensibili o che non tollerano la corrente galvanica. La modalità Blend combina l'efficacia della corrente ad alta frequenza con quella della corrente galvanica (elettrolisi). In alcuni soggetti, con peli molto forti o con follicoli deformati, non sarà possibile ottenere risultati soddisfacenti semplicemente con la termolisi ed è per questo motivo che il depilatore Perfect System può sfruttare anche la corrente galvanica. Applicando una debole corrente continua sull'elettrodo puntiforme inserito nel follicolo di un pelo si ottiene la decomposizione chimica dell'acqua salata che produce soda caustica, la quale danneggia i tessuti germinativi del pelo impedendone la ricrescita

Accessori: cavo alimentazione; Bracciale di massa, Pulsante pedale



CODE AR23 EFFIMERA AGO DEPILATORE ELETTROCOAGULATORE

L'apparecchio consente di effettuare trattamenti di depilazione definitiva su tutte le zone del corpo, compreso il viso. L'eliminazione del pelo superfluo avviene mediante una scarica elettrica alla papilla germinativa del pelo. ACCESSORI :cavo alimentazione,pulsante a pedale,matita portaelettrodo, confezione elettrodi puntiforme



CODE AR51 EFFIMERA CLEANSKIN-SCRUBBER

L'apparecchio EFFIMERA SKIN SCRUBBER permette di effettuare trattamenti di peeling cutaneo non invasivi poiché non fa uso di abrasivi ma agisce sul tessuto attraverso un nuovo sistema di oscillazione ultrasonica. Il trasferimento dell'energia viene effettuato grazie alla rivoluzionaria spatola che, grazie alle sue vibrazioni ultrasoniche, provoca la desquamazione delle cellule morte e quindi una rimozione più efficace delle stesse; inoltre si ottiene l'espulsione delle impurità e dei grassi dalla profondità dai pori, per una pulizia veramente profonda della pelle. Posizionando la spatola con la zona piatta sulla cute si produce un gradevole micromassaggio atto a migliorare il metabolismo cellulare, la microcircolazione del derma ed eventualmente per favorire la penetrazione (veicolazione molecolare) di prodotti cosmetici efficaci contro l'inetetismo profondo della cute. I trattamenti risulteranno piacevoli, non invasivi, subito efficaci ed assolutamente sicuri anche su aree molto ampie del corpo. La procedura di programmazione dell'apparecchio è semplice ed intuitiva, i vari parametri vengono visualizzati sul display e guidano l'operatore passo-passo che, con pochi e semplici comandi, sarà subito in grado di ottimizzare i vari trattamenti.

AVVERTENZA SKIN SCRUBBER E' UN DISPOSITIVO ESCLUSIVAMENTE PER USO ESTETICO .



CODE AR 57 EFFIMERA 4 MULTIFUNCTION+ TROLLEY

L'apparecchio consente di effettuare trattamenti di Disincrostante, Vacuum, Peeling e Alta Frequenza. La grafica adottata sul pannello comandi, che suddivide in modo chiaro ed intuitivo le differenti funzioni dell'apparecchio, consente all'operatore un facile approccio alle varie impostazioni. I circuiti di alimentazione e di funzionamento sono completamente indipendenti pertanto è possibile eseguire contemporaneamente anche più di un trattamento garantendo la massima flessibilità d'uso. Le tipologie di trattamenti che possono essere effettuate sull'epidermide del viso e del corpo risultano essere estremamente vaste e complete:

- I. il processo di elettrolisi permette di effettuare la pulizia profonda dei tessuti epidermici;
- II. con la vacuum è possibile aspirare i comedoni ed eliminare dall'epidermide le impurità sebacee;
- III. l'alta frequenza garantisce notevoli benefici alla cute poiché stimola l'afflusso di sangue in superficie e favorisce la penetrazione dei prodotti cosmetici;
- IV. la gamma di accessori in dotazione al peeling consente un'efficace asportazione dell'epidermide necrotica oltre che l'uniforme distribuzione dei prodotti sulla cute.



CODE AR 78 EFFIMERA OXYGEN SKIN

Oxygen Case è un apparecchio che "aspira aria" dall'ambiente, la comprime e "spinge" fisicamente il prodotto nel lume cellulare.

Il principale beneficio del plasma (definito anche elettroclima) è di ottenere un importante effetto battericida che consente di nebulizzare il prodotto attraverso una miscela di aria pura e di ottenere tutti i benefici degli ioni sulla pelle, considerando che uno degli effetti negativi dell'eccesso della carica batterica determina infiammazione e quindi invecchiamento precoce.

Tramite EFFIMERA OXYGEN SKIN è possibile veicolare in profondità dei sieri preparati appositamente che consentono di ottenere risultati straordinari



CODE AR 79 EFFIMERA SOFT LASER

“Effimera Soft Laser “è un laser che consente, tramite dei manipoli con quantità diversa di diodi di innescare un processo energetico che favorisce ed alimenta nella cellula la necessità di assorbire ed utilizzare varie frequenze elettromagnetiche che si propagano tramite l’acqua e i principi attivi dei nostri cosmetici di ultima generazione. Il connubio di LUCE ACQUA ENERGIA è realtà applicata, una nuova dimensione vibrazionale e sottile che permette di trovare il piacere di essere giovani a tutti.

Esiste un’evidenza scientifica che la fotobiomodulazione a laser a bassa energia è in grado di produrre fotoni di intensità molto bassa e con parametri estremamente precisi che interagisce con cromofori sub-cellulari per aumentare la produzione di ATP nei mitocondri. E’ stato dimostrato, mediante speciali apparecchiature microscopiche a contrasto di fase con luce infrarossa, che fibroblasti 3T3 in coltura estendono gli pseudopodi preferenzialmente verso sorgenti di luce nel range 800-940 nm intermittenti con 30-60 impulsi a minuto.

L’aumento della produzione di ATP cellulare ed il conseguente aumento dell’energia disponibile per tutte le funzioni vitali della cellula permette:

- aumento dei processi omeostatici
- apertura di ponti e legami intra ed extra cellulari
- l’attivazione della pompa Sodio-Potassio
- il cambiamento dei gradienti di membrana



CODE AR 80 EFFIMERA QUANTICA.LYPO

“Effimera Quantica.Lypo” è un generatore di “Corrente Quantica” (energia elettroquantica micro polarizzata ad ampio spettro) e agisce attivando il sistema simpatico e parasimpatico determinando un aumento delle catecolamine (noradrenalina e adrenalina) e un’attivazione dei recettori Beta 3 sugli adipociti. Tramite questo innesco inizia la lipasi, in altre parole, i trigliceridi si scompongono in glicerolo e tre acidi grassi. Gli acidi grassi escono dall’adiposità e tramite le arteriole sono trasferite alle miofibrille (cellule che formano i muscoli) e trasformate in ATP (energia vitale). La CORRENTE QUANTICA di Quantica.Lypo è un trattamento NON INVASIVO che permette di trattare qualsiasi parte del corpo ove ci sia dell’adipe localizzato: doppio mento, ginocchia, fianchi, caviglie, “gobba di bisonte” etc. I risultati sono percepibili sin dalla prima seduta e si amplificano nei trattamenti successivi. E’ interessante notare che i risultati restano stabili per parecchi mesi.

EFFETTI ESTETICI

Aumento della vasomotion locale

Innesco della lipasi

Rassodamento dei tessuti trattati

TRATTAMENTI

VISO

Tonificazione del volto

Riduzione del doppio mento

Linfodrenaggio

CORPO

Riduzione delle pliche adipose

Inestetismi della cellulite fibrosa

Liposcultura non invasiva



CODE AR 81 EFFIMERA BIO.TERMIC.WAVE

Sui manipoli di EFFIMERA BIO.TERMIC.WAVE sono sistemate delle BIOCERAMICHE che emettono un'onda di calore ad una frequenza simile a quella emessa dal nostro corpo.

Tramite il fenomeno della RISONANZA è quindi possibile innalzare, **SELETTIVAMENTE**, la temperatura dei tessuti trattati per favorirne la detossinazione e la rigenerazione. Le Bioceramiche emettono un raggio infrarosso lontano - FAR INFRA RED RAY (FIR) - che è giustamente chiamata "luce della vita": la fonte di energia di tutti gli esseri viventi sulla terra.

E'lo spettro della luce solare che per effetto della RISONANZA è assorbita dal nostro organismo. E' particolarmente abbondante nel sole del mattino e della sera, il FIR ha poteri penetranti ed effetti salutistici importanti.

Uno degli effetti più importanti delle BIOCERAMICHE è la capacità di detossinare i tessuti liberandoli dalle tossine e dai metalli pesanti.

Questo è il motivo per cui le BIOCERAMICHE rivestono l'interno della navetta spaziale per duplicare l'energia della luce solare. Le tute che indossano gli astronauti sono rivestite all'interno con tessuto in BIOCERAMICA attiva all'infrarosso.

EFFETTI ESTETICI

Aumento della produzione di collagene ed elastina

Aumento della microcircolazione locale

Incremento del metabolismo cellulare

Tonificazione cutanea

Aumento del tono muscolare

TRATTAMENTI

VISO

Lifting non non invasivo

Tonificazione

CORPO

Lassità cutanee

Detossinazione /drenaggio

Inestetismi della cellulite

Rimodellamento dei contorni



CODE AR07 EFFIMERA VAPORIZZATORE BRACCIO RIGIDO

L'apparecchio e' utilizzato in preparazione a trattamento pulizia profonda del viso sfruttando l'effetto dilatatorio del vapore,aromatizzato,arricchito di ozono.



CODE AR07.1 EFFIMERA VAPORIZZATORE

L'apparecchio e' utilizzato in preparazione a trattamento pulizia profonda del viso sfruttando l'effetto dilatatorio del vapore,aromatizzato,arricchito di ozono.



CODE AR05 EFFIMERA VAPORIZZATORE BRACCIO FLEX

L'apparecchio e' utilizzato in preparazione a trattamento pulizia profonda del viso sfruttando l'effetto dilatatorio del vapore,aromatizzato,arricchito di ozono.



CODE AR03 EFFIMERA VAPORIZZATORE BRACCIO FLESSIBILE

L'apparecchio e' utilizzato in preparazione a trattamento pulizia profonda del viso sfruttando l'effetto dilatatorio del vapore,aromatizzato,arricchito di ozono.



CODE AR06 EFFIMERA VAPORIZZATORE C/STATIVO BRACCIO FLEX

L'apparecchio e' utilizzato in preparazione a trattamento pulizia profonda del viso sfruttando l'effetto dilatatorio del vapore,aromatizzato,arricchito di ozono.



CODE AR04 EFFIMERA VAPORIZZATORE C/STATIVO BRACCIO RIGIDO

L'apparecchio e' utilizzato in preparazione a trattamento pulizia profonda del viso sfruttando l'effetto dilatatorio del vapore,aromatizzato,arricchito di ozono.



CODE AR08.1 EFFIMERA VAPORIZZATORE C/STATIVO

L'apparecchio e' utilizzato in preparazione a trattamento pulizia profonda del viso sfruttando l'effetto dilatatorio del vapore,aromatizzato,arricchito di ozono.



CODE AR08 EFFIMERA VAPORIZZATORE C/STATIVO B/RIGIDO

L'apparecchio e' utilizzato in preparazione a trattamento pulizia profonda del viso sfruttando l'effetto dilatatorio del vapore,aromatizzato,arricchito di ozono.



CODE AR41 EFFIMERA LED LENTE C/STATIVO

DISPONIBILE DA TAVOLO

Lente di ingrandimento 3 diottrie, 80 led, più stativo bianco.



CODE AR63 EFFIMERA SCALDACERA BARATTOLO PROF 250

TEMPERATURE CONTROL

Effimera Scaldacera Prof 250 Accessori :cavo alimentazione , scaldacartucce, Dati Tecnici : 240V Power 50W



CODE AR65 EFFIMERA SCALDACERA BARATTOLO PROF 400

TEMPERATURE CONTROL

Effimera Wax Heater Prof 400 Accessori :cavo alimentazione scaldacartucce , Dati Tecnici : 240V Power 50W



CODE AR64 EFFIMERA SCALDACERA BARATTOLO PROF 800

PROF 800 TEMPERATURE CONTROL

Effimera Wax Heater Prof 800 Accessori :cavo alimentazione , Dati Tecnici : -240V Power 50W



CODE AR76 EFFIMERA SET 3 BASETTE & 3 STICK

Dati Tecnici : -240V Power 30W cad.



CODE AR69 EFFIMERA ELECTRONIC SINGLE STICK SCALDACERA Dati Tecnici :

-240V Power 30W cad.

TEMPERATURE CONTROL, LEDCONTROLLO .LIVELLO CERA

CODE AR68 EFFIMERA ELECTRONIC SINGLE STICK SCALDACERA LED CONTROLLO,LIVELLO CERA



CODE AR70 EFFIMERA SINGLE STICK SCALDACERA


Dati Tecnici : -240V Power 30W cad.



CODE AR75 EFFIMERA SINGLE STICK SCALDACERA

Dati Tecnici : -240V Power 30W cad.

CONTROLLO LIVELLO CERA




CODE AR71 EFFIMERA Basetta SINGLE

Dati Tecnici : -240V Power 30W cad



CODE AR72 EFFIMERA Basetta DOUBLE

Dati Tecnici : -240V Power 30W cad



CODE AR73 EFFIMERA Basetta TRIPLE

Dati Tecnici : -240V Power 30W cad

*La vita di una piccola farfalla,
uguale a quella della stella più importante,
di quel sole da cui dipendiamo,
benessere e bellezza che ricerchiamo,
noi saggi uomini.. la chiamiamo Effimera.*

Effimera[®]
Beauty - Wellness - Spa

IPL INTENSIVE PULSED LIGHT
FOTODEPILAZIONE LUCE PULSATA





**Si potranno tagliare tutti i fiori,
ma non fermeranno mai la
Primavera**

Hair Max Professional



Prodotti disponibili in tutti i colori

HMP01



HMP02



HMP03



HMP04



HMP05



Effimera



Effimera

Asciuga abiti/scarpe



Scaldabagno-AsciugabitiScarpe
RestRoomWarmer-ShoesClothesDries



Scaldabagno-AsciugabitiScarpe
RestRoomWarmer-ShoesClothesDries







HMP06





OUTODOOR & GARDEN SAUNA


Generatore di Calore a Legna

Con canna fumaria











CATALOGO SAUNE

MADE IN ITALY





Effimera Beauty Wellness Spa progetta e produce saune finlandesi, biosaune, bagni di vapore, lettini relax ,accessori e arredamenti inerenti.
A richiesta layout di progetto ,i nostri prodotti di alta professionalità e qualità rispondono ai massimi standard di sicurezza e sono tutti scrupolosamente certificati in conformità CE.

Realizzati completamente nella nostra Azienda rigorosamente **Made in Italy** da personale specializzato ,con vendita diretta.

Le caratteristiche delle nostre saune professionali si differenziano per un forte risparmio di energia elettrica, poichè installiamo generatori calore a bassa potenza da kW 2,3 / 2,9: per utilizzare la sauna non servono quindi aumenti di potenza per la fornitura domestica.
In aggiunta:effettivi minori consumi risultante da metodo di costruzione e dall'utilizzo di materiali isolanti di ultima generazione, risparmio di quasi il 35%.

Effimera saune disponibili in perlinati di:Abete Nordico, Hemlok, Frassino, Cedro canadese
con finiture ,colori esterni personalizzabili a richiesta

Le pareti vengono realizzate in doppio strato di perlinato con internamente un pannello multistrato in pino marino ad incollaggio fenolico. Sono applicati anche strati di alluminio e isolante in lana minerale, per uno spessore totale tra i 50 e i 75 mm.

Effimera Saune professionali per :

- > Private Home , Gym&Fitness Club, Wellness Spa .
- > Hotel & Village Resort , Beauty Salon

Categorie Produzione :

- > Saune finlandesi– Saune su misura– Saune di serie- Saune professionali
- > Biosaune,Combinati ,Bagni Turchi,Lettini Relax
- > Accessori Saune



CARATTERISTICHE & ACCESSORI SAUNE

Effimera utilizza spessore pareti è di **6 cm** in perlinato d'abete nordico a doppio strato, isolamento interno di lana di minerale e alluminio.

La porta in legno è fornita con vetro camera temperato di grosso spessore mm 8

Interno Accessori in dotazione: **termometro** per il controllo della temperatura e **igrometro** per il controllo dell'umidità.

classidra, mastello con relativo mestolo e poggiatesta

OPTIONALS: Impianto musicoterapia con 2 casse acustiche, Cromoterapia Led

Generatore di calore (con quadro comandi di controllo temperatura digitale, posizionato sulla parte esterna della sauna) più pietre laviche.

Sauna fornita **internamente** con panche, luce e pedana in legno di abete nordico essiccato.

PRODUZIONE DI: BIOSAUNA O INFRAROSSI SAUNA

Saune EFFIMERA BEAUTY WELLNESS SPA **garantite 24 mesi** e costruite rispettando le **norme** della Comunità europea.

Le saune vengono collaudate e premontate prima della consegna ("Fai da te" disponibile facile montaggio con istruzioni)

Le nostre Saune Finlandesi sono professionali con generatori di calore a **basso consumo** modelli a partire da kw 2,3 -2,9kw

RIVESTIMENTI SAUNE



FINITURA ESTERNA PERSONALIZZABILE DISPONIBILE: CEDRO CANADESE ELEGANZA&DESIGN



Particolari Esterni -Interni





PREMIUM DESIGN SAUNA



CODE ARW33

SAUNA CRISTALLO CM 300X140XH 210 KW 8

N° 5 POSTI SEDUTI / 2 SDRAIATI



CODE ARW34

SAUNA FRASSINO CM 200X140XH 200 KW 3,6

N° 2 POSTI SEDUTI / 1 SDRAIATI



CODE ARW32

SAUNA HEMLOK CM 200X160XH205 KW 4,5

N° 5 POSTI SEDUTI / 2 SDRAIATI



CODE ARW35

SAUNA FRASSINO CM 180X140XH 200 KW 3,6

N°4 POSTI SEDUTI / 2 SDRAIATI



CODE ARW31

SAUNA HEMLOK CM 230X160XH 200 KW 6,0

N°6 POSTI SEDUTI / 2 SDRAIATI



CODE ARW29

SAUNA HEMLOK CM 200X 160XH 200 KW 4,5

N°POSTI 5 SEDUTI /2 SDRAIATI



CODEA ARW30

SAUNA FRASSINO INSIDE-WALL CM 180X140XH 200 KW 3,6

N°4 POSTI SEDUTI /2 SDRAIATI



CODE ARW23

SAUNA CM 235X160XH 200 KW 4,5

5 POSTI /2 SDRAIATI)



CODE ARW24

SAUNA CM 220X170xH 200 KW 4,5

N°3 POSTI /2 SDRAIATI



CODE ARW28

SAUNA CM 165X190XH 200 KW 4,5


N°4 POSTI SEDUTI /2 SDRAIATI



CODE ARW26

SAUNA CM 200X180X135XH 200 KW 4,5



5 POSTI/2 SDRAIATI)



CODE ARW27

SAUNA CM 220X200X145XH 200 KW 6,0


N°2 POSTI /2 SDRAIATI



SAUNA CM 140X135XH 200

KW 2,9

N°3 POSTI SEDUTI



CODE ARW02 OnSTYLE

CM 100X200X200H

KW 2,9

N°1 POSTISEDUTI /1 SDRAIATO

ANCHE BIOSAUNA



CODE ARW02 OnSTYLE

CM 140X200X200H

KW 4,5

N° 5 POSTISEDUTI /2 SDRAIATO

ANCHE BIOSAUNA




NATURAL WOOD PROFESSIONAL SAUNE

Perlinato di abete Tinta Naturale esterno / interno Finiture Standard

Anche Finiture OnStyle Personalizzate


Complete di Generatore Calore -Accessori -Comando display Classic



CODE.ARW12

SAUNA CM.110X100XH 200 N°1 POSTO SEDUTO

KW 2,3 .




CODE.ARW13

SAUNA CM.130X140XH 200

N°3 POSTI SEDUTI

KW 2,9




CODE.ARW14

SAUNA CM.200X100X200

N°1 POSTI SEDUTI (1 SDRAIATO)

KW 2,9

ANCHE BIOSAUNA




CODE.ARW15

SAUNA CM.200X205XH 200 .N°7 POSTI SEDUTI (3SDRAIATI)

KW 6,0


ANCHE BIOSAUNA



CODE ARW16 CM.200X140XH 200 KW 4,5

N°5 POSTI SEDUTI /2 SDRAIATI


ANCHE BIOSAUNA



CODE ARW17 CM. 290X200XH 210 KW 8,0

N°13 POSTI SEDUTI /5 SDRAIATI


ANCHE BIOSAUNA



CODE ARW18 CM.200X210XH 210 KW 6,0

N°9 POSTI SEDUTI /3 SDRAIATI


ANCHE BIOSAUNA



CODE ARW19 CM.195X130X92,5XH 200 KW 3,6

N°2 POSTI SEDUTI /1 SDRAIATO

ANCHE BIOSAUNA




CODE ARW 20 CM.195X100X135XH 200 KW 3,6

N°3 POSTI SEDUTI /1 SDRAIATO

ANCHE BIOSAUNA




NATURAL WOOD PROFESSIONAL SAUNE



CODE ARW22 CM.135X140XH200 KW 2,3

N° 2 POSTI SEDUTI

ANCHE BIOSAUNA



CODE ARW21 CM 195X92,5 H 200 KW 2,9

N°2 POSTI SEDUTI /1 SDRAIATO

ANCHE BIOSAUNA

THE INFRARED SAUNA ORIGINAL



PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SAUNE A PANNELLI INFRAROSSI

A differenza della sauna finlandese la sudorazione risulta composta di 80/85% di acqua con un temperatura interna di soli 45/50 gradi.

L'energia termica dei pannelli infrarossi agisce direttamente sul corpo in modo uniforme e costante.





SAUNE OUTDOOR & PERSONALIZZABILI



CASSETTE TRASPORTABILI



SAUNE REALIZZATE





Via del Sale cm 200x200x210

Struttura -cristallo 8mm □Esterno in Frassino





Via del Sale




Pannello Cm 200 x50



Pannelli Legno Presalati per Allestimento Grotte/Stanze di sale

Struttura base pannello legno marino incollaggio fenolico

Rivestimento sale salgemma

Pronto per montaggio e/o taglio





































TheWaterWay

Realizzazione & Concept Design

Indoor - Outdoor Pool





Piscina Romana



Piscina Romana




Piscina Romana




Piscina Caraibi







Tapparella Sagomata



Piscina Relax



Particolare Tapparella




Piscina Ronda







©Effimera Project 2014

OasiEffimera™





PIANTA



SEZIONE AA'

LEGENDA	
VANO TECNICO	
	CALDAIA IDROGAS
IMPIANTO IDRICO	
	PILETTA A PAVIMENTO
	SCARICO CALDAIA (verso piletta da predisporre da idraulico) 1/2" - FM
	CARICO CALDAIA DA RETE IDRICA (da predisporre) 1/2" - FM
IMPIANTO ELETTRICO BAGNO TURCO	
	LINEA ELETTRICA (di adeguata sezione) PER ALIMENTAZIONE CALDAIA (da quadro elettrico generale utenze wellness) 2.50 VAC, come da scheda tecnica caldaia (DA PORTARE SOLO A VANO TECNICO)
	nr. 1 CORRUGATO TIPO PESANTE diam. 25 mm Ø CAVIDOTTO COMPRESO CAVO 4 x 0.75 mm quadri PER SENSORE TEMPERATURA
	nr. 1 CORRUGATO TIPO PESANTE diam. 25 mm Ø CAVIDOTTO COMPRESO CAVO 2 x 1 mm quadri PER ESTRATTORE ARIA
	nr. 1 CORRUGATO TIPO PESANTE diam. 25 mm Ø CAVIDOTTO COMPRESO CAVO 3G x 1.5 mm quadri PER ILLUMINAZIONE B.T.
	nr. 1 CORRUGATO TIPO PESANTE diam. 25 mm Ø CAVIDOTTO COMPRESO CAVO ROSSO/NERO 2 x 1 mm quadro PER DIFFUSORE AUDIO B.T.
	nr. 1 CORRUGATO Ø CAVIDOTTO COMPRESO CAVO PER PULSANTE DI EMERGENZA
N.B.: i corrugati dedicati al Bagno Turco vanno portati dal vano tecnico a tetto, sopra il Bagno Turco)	





Effimera Beauty Wellness Spa Hair Max Professional

Ph +39 338 8825819

www.ffmpegera.eu

direzione@ffmpegera.eu




skype: [ffmpegerabeautywellness](https://www.skype.com/en/contacts/ffmpegerabeautywellness)

FB [ffmpegerabeautywellness](https://www.facebook.com/ffmpegerabeautywellness) TW [ffmpegerabeautyhair](https://twitter.com/ffmpegerabeautyhair)

Pinterest [Effimera Beauty Wellness Spa Hair Max Professional- Factories](https://www.pinterest.com/ffmpegera-beauty-wellness-spa-hair-max-professional-factories/)

TheWaterTm [Effimera Indoor-Outdoor Pool](https://www.thewater.com/ffmpegera-indoor-outdoor-pool/)








AiR

ARCHITECTURE
INTERIOR DESIGN
RENDERING

Hair-Max Professional
Effimera
Beauty - Wellness - Spa



AiR
ARCHITECTURE
INTERIOR DESIGN
RENDERING

Hair Max Professional
Effimera
Beauty - Wellbeing - Spa